

## 製品仕様

販売名	フットインマッサージャー ふっとたいむ
品番	MCR4515
製品サイズ	W 355×D 370×H 155 mm
製品質量(重量)	約2.0kg (ACアダプター含む)
主な材質	本体:ウレタンフォーム 布カバー:ポリエステル
定格電圧	AC100V(50/60Hz)
定格消費電力	26W(電熱部6W)
定格時間	15分
適応足サイズ	27cmまで
J A N	4969182509304

医療機器認証番号 227AKBZX00012A01



●製品の色調は印刷物と実物で多少異なることがあります。●改良のため、仕様・外観を一部変更している場合があります。あらかじめご了承ください。●日本国内でご使用ください。

## ▲ 安全に関するご注意

【安全のために、必ずお守りください。】ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●本製品は一般家庭用・足マッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。直接骨部に当たる部位には使用しないでください。

●医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。

例 血栓[血塞]症、重度の動脈リウ(瘤)、急性静脈リウ(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など  
医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

○ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内埋込み型医用電気機器を使用している人。○悪性しゅよう(腫瘍)のある人。○心臓に障害のある人。○妊娠初期の不安定期または出産直後の人。○糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人。○皮膚に創傷のある人。○安静を必要とする人。○体温38℃以上(有熱期)の人。例1 急性炎症症状【けん(腎)怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期。例2 寝倒しているとき。○骨粗しょう(症)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性【とう(疼)慢性】疾患の人。○足にけがをしている人。○温度感覚喪失が認められる人。○かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する人。○その他、医療機関で治療中の人。○上記以外に身体に異常を感じている人。

●本体のすき間には絶対に手・足などを入れないでください。けがや事故のおそれがあります。●使用中、使用後に気分が悪くなったり、めまいがする、動悸が激しくなったなど、身体に異常を感じたときは直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●身体の不自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上で使用してください。●本製品は必ず屋内でご使用ください。●日本国内で使用してください。●本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(雑音)が入ります。その際にはテレビやラジオまたはそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。●室温が10℃以下、35℃以上の状態では使用しないでください。●足に装飾品など硬いものをつけた状態で使用しないでください。けがや事故のおそれがあります。●電源(ACアダプター)は指定されたもの以外は使用しないでください。●直接日光が当たる場所や高温多湿な場所での使用・保管はしないでください。●必ず椅子に腰掛けた状態でご使用ください。機器の上に立ったり、無理に体重をかける使用はおやめください。●そのほか、付属の取扱説明書に記載されている内容をお守りください。

お買い求め、ご相談は当店へ

アルインコ製品のお買い物・取扱方法・その他ご不明な点は

フリーダイヤル 0120-30-4515

AM10:00～PM4:00 但し PM12:00～1:00 及び土・日・祝祭日を除く

アルインコホームページ <http://www.alinco.co.jp/>

アルインコ株式会社 フィットネス事業部

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9/流屋橋ダイビル  
TEL.(06)7636-2350 FAX.(06)6208-3886

FNLINEJ- ver.1.0

足裏ぐいぐい揉みほぐし!

フットインマッサージャー ふっとたいむ

Foot In Massager  
— MCR4515 —  
FOOT TIMEエア&ローラー  
2つの贅沢マッサージギュッと締め付け  
こころろ揉みほぐす

効果  
効能

- 疲労回復
- 血行促進
- 筋肉のコリ・疲れをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の緩和

エアーで **ギューツ** と締め付け、  
ローラーで **ころころ** 揉みほぐし。



## 選べる マッサージモード

その日の気分に合わせてマッサージを選べます。




## エアーで ギューツと 締め付け

エアーバッグが足先をやさしく  
包み込み、疲れた足をギューツ  
と心地よく締め付けます。



## ヒーター 内蔵

人肌くらいのやさらかな  
温かさで足を包み込み、  
マッサージを促進します。




## 15分OFFタイマー

マッサージは15分経過すると、自動的に電源が  
OFFになります。揉みすぎ・切り忘れが防止できます。



## 1ヶ月電気代約6円

1日15分お使いの場合の1ヶ月の電気料金です。  
※電力料金単価27円/kwhで算出



## ローラーで 揉みほぐし

足裏部のこりをしっかりほぐすための  
ローラーを搭載。ころころと足裏を刺激  
して固くなった筋肉をほぐします。



## 洗える布カバー

布カバーは取り外して洗えます。  
いつでも清潔にお使いいただけます。



## 軽い本体

本体は約2kg。軽くて持ち運びや収納に  
とても便利です。